



URS sztywny 8,5 11,5 Charr

Opis produktu:

Ureterorenoskop kompaktowy 8,5/11,5 Charr z optyką według Marbergera firmy **Richard Wolf**. Jest to najgrubszy URS w obecnej ofercie niemieckiego producenta.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka:

- Długość robocza 430 mm
- Długość całkowita 600 mm (+/-1 mm)
- Kąt patrzenia optyki 12°
- Średnica URS 8,5/11,5Charr
- Jeden kanał roboczy na wprost o wymiarach 6,2 x 8,2 Fr dla instrumentów 6 charr lub dla 2 instrumentów 4 charr

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne HySafe (spoon) 5 Fr
- Kleszczyki zęb myszy HySafe 5 Fr
- Kleszczyki chwytające HySafe 5 Fr
- Kleszczyki Aligator HySafe 5 Fr
- Kosz do mechanicznej obróbki, mycia i sterylizacji
- Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentarium urologicznego typ RIWO System Tray
- Elementy zużywalne typu kraniki, uszczelki.

Informacje:

Model: