




Sensoryczny ureterorenoskop giętki COBRA VISION

Opis produktu:

COBRA VISION to jedyny na rynku **dwukanałowy giętki ureterorenoskop**. Dzięki dwóm kanałom roboczym zwiększone jest płukanie podczas zabiegu **RIRS**, co ma bezpośrednie przełożenie na **zmniejszenie podciśnienia** powstającego w nerce podczas użycia **lasera**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sensoryczny ureterorenoskop giętki COBRA VISION

Zastosowanie **dwóch kanałów roboczych** w **giętkim ureterorenoskopie COBRA Vision** czyni z niego jedyne w swoim rodzaju narzędzie dostępne na rynku. Dzięki dwóm kanałom roboczym zwiększone jest płukanie podczas **zabiegu RIRS**, co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie **podciśnienia powstającego w nerce** podczas użycia **lasera**. **COBRA Vision** wpływa na **poprawę widoczności w polu operacyjnym** oraz skrócenie czasu zabiegu zwiększając dzięki lepszemu płukaniu, skutkuje skróceniem czasu zabiegu oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Cechy charakterystyczne

- Jedyny na rynku dwukanałowy giętki URS.
- Doskonała widoczność i przepływ podczas zabiegu.
- Dwa kanały: 2.4 charr (kanał włókna), 3.6 charr (kanał roboczy)
- Wygięcie końca dystalnego w obu kierunkach do 270°
- Specjalnie zaprojektowany adapter trzymający włókno światłowodowe, dający możliwość kontroli wysunięcia włókna bez konieczności ponownego jego fiksowania.
- 2 przyciski funkcyjne, każdy po 2 funkcje
- Obrazowanie SIM (special imaging mode)

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model: