


Sensoryczny ureterorenoskop giętki - BOA VISION

Opis produktu:

BOA VISION to **giętki ureterorenoskop jednokanałowy** z kamerą na końcu i wbudowanym ledowym źródłem światła firmy Richard Wolf. Znakomicie sprawdza się w zabiegach z użyciem lasera holmowego przy leczeniu kamicy nerkowej. Współpracuje z kontrolerami kamer **ENDOCAM Logic HD/4K** marki R.Wolf



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka:

- Długość robocza 680 mm
- Kanał roboczy o średnicy 3,6 Charr
- Kąt zagięcia góra/dół aż do 270°
- Kąt widzenia 90°
- Średnica URS 6,6/8,7Charr
- 2 funkcjonalne przyciski – po dwie funkcje każdy
- Obrazowanie SIM (special imaging mode)

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr
- Kleszczyki giętkie do ciał obcych 3 Charr
- Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji giętkich endoskopów

Zobacz prezentację produktu:

Informacje:

Model: