



Wózek endoskopowy RIWomobil firmy Richard Wolf

Opis produktu:

Wózek zaprojektowany przez firmę Richard Wolf przeznaczony do ustawienia sprzętu endoskopowego wraz z torem wizyjnym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka

- 3 półki , w tym dwie o regulowanym położeniu
- 4 podwójne kółka, dwa kółka z możliwością blokady kierunku i hamulcami
- Boczne aluminiowe profile do mocowania uchylnych ramion monitorów i akcesoria
- Kolor: biały oraz RAL 9016
- Wymiary: 720 x 1518 x 700 (szer. x wys. x głęb.)

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe:

- Instalacja elektryczna z 12 gniazdami elektrycznymi
- Transformator bezpieczeństwa
- Ramiona do mocowania monitorów
- Szuflady
- Szuflady na klawiaturę i myszkę
- Dodatkowe półki
- Moduł wyrównania potencjałów
- Uchwyt kamery
- Uchwyt światłowodu

- Podstawa monitora
- Wieszak kroplówki
- Uchwyt butlo CO2
- Uchwyt pedału nożnego
- Uchwyt na pilot zdalnego sterowania

Informacje:

Model: