



CoreDocu - medyczny system do archiwizacji danych

Opis produktu:

Profesjonalny system do dokumentacji obrazów i filmów przeznaczony do współpracy z systemem zintegrowanych sal operacyjnych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

CoreDocu

Profesjonalny system do dokumentacji obrazów i filmów przeznaczony do współpracy z systemem zintegrowanych sal operacyjnych.

- Nagrywanie obrazów w jakości HDTV do 1080p.
- Nagrywanie filmów w jakości do 1080p.
- Obsługa poprzez 21,5" monitor dotykowy
- Przechwytywanie danych video poprzez wejścia HDMI, HD-SDI, SD-SDI, s-video, composite video
- Standardowo wyposażony w moduły DICOM Worklist, DICOM Storage
- Możliwość zapisu sygnału audio

Zapis danych na:

- W sieci komputerowej
- Na serwerze PACS w formacie DICOM
- Płytkach CD, DVD, BluRay
- Pamięci USB
- Zewnętrznym dysku USB

Informacje:

Model: