

Cystoskopy modułowe



Opis produktu:

Cystoskop modułowy to urządzenie umożliwiające wizualizację pęcherza oraz dróg moczowych poprzez naturalne otwory. Każdy cystoskop rozbieralny można skompletować dowolnie, według potrzebnych narzędzi do pracy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elementami składowymi cystoskopów firmy Richard Wolf są:

- Optyki zwykłe i PDD do diagnostyki i zabiegów o kątach patrzenia: 0°, 5°, 12°, 30°, 70° o różnych długościach i średnicy
- Płaszcze cystoskopowe od 16 Charr do 25Charr z kanałami roboczymi od 5 Charr do 15Charr (w zależności od średnicy płaszcza) wraz z rygłem automatycznym, kurkami odpływowym i dopływowym
- Obturator zwykły i optyczny
- Łączniki/Nasadki do ureteroskopii lub cystoskopii diagnostycznej z 1 lub 2 kanałami roboczymi na narzędzia
- Wkładki cystoskopowe z dźwignią Albarrana z jednym lub dwoma wejściami
- Optyczne kleszczebiopsyjne, chwytające, do ciał obcych
- Narzędzia rozbieralneHySafe i nierozbieralne o różnej średnicy oraz długości

Informacje:

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop sztywny

Model: