

Elektroda płaska aluminiowa E-A

Opis produktu:

Elektrody płaskie aluminiowe E-A z wtykiem / gniazdem 4mm, w różnych rozmiarach: **E-A 5, E-A 10, E-A 15, E-A 50, E-A 75, E-A 100, E-A 125.**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody płaskie aluminiowe E-A z wtykiem / gniazdem 4 mm w rozmiarach:

- elektroda aluminiowa E-A 5 - **21 x 21 mm** (powierzchnia 5 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 10 - **35 x 35 mm** (powierzchnia 10 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 15 - **21 x 70 mm** (powierzchnia 15 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 50 - **70 x 70 mm** (powierzchnia 50 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 75 - **70 x 105 mm** (powierzchnia 75 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 100 - **70 x 140 mm** (powierzchnia 100 cm²),
- elektroda aluminiowa E-A 125 - **90 x 140 mm** (powierzchnia 125 cm²).

Informacje:

Materiał: aluminiowe

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Sposób podłączenia: gniazdo 4 mm

Sposób podłączenia: wtyk 4 mm

Model:

Elektrody, podkłady i przewody EIE Otwóck : 21 x 21 mm, 35 x 35 mm, 21 x 70 mm, 70 x 70 mm, 70 x 105 mm, 70 x 140 mm, 90 x 140 mm

Gniazdo / wtyk: Gniazdo, Wtyk