

## Podkłady wiskozowe do elektrod EiE

### Opis produktu:

Podkłady wiskozowe do elektrod EiE Otwock w różnych rozmiarach. **Cena dotyczy 1 sztuki.**

### Uwaga:

Kupując podkład, proszę wybrać rozmiar większy niż posiadane elektrody



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

### Dostępne rodzaje podkładów wiskozowych do elektrod:



<b>P-5</b>	21 x 21 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-10</b>	35 x 35 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-15</b>	21 x 70 mm	Podkład wiskozowy przesyty do dwóch elektrod (1 szt.)
<b>P-50</b>	70 x 70 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-75</b>	70 x 105 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-100</b>	70 x 140 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-125</b>	90 x 140 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-18</b>	18 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-36</b>	36 mm	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-8M</b>	E-8M	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)
<b>P-8D</b>	E-8D	Podkład wiskozowy do elektrody (1 szt.)

### Informacje:

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

### Model:

Elektrody, podkłady i przewody EIE Otwock : 21 x 21 mm, 35 x 35 mm, 21 x 70 mm, 70 x 70 mm, 70 x 105 mm, 70 x 140 mm, 90 x 140 mm, 18 mm, 36 mm, P-8M, P-8D