



Profesjonalny stepper STAIR 4000 MED

Opis produktu:

Stepper z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 155 obr/min o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 110 x 77 x 181 cm oraz **wadze 110 kg**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Profesjonalny stepper STAIR 4000 MED

Stepper posiada funkcję niezależnego nacisku pedałów, co pozwala na maksymalnie skuteczny **trening** rozwijający **koordynację ruchów**. Konfiguracja **steppera** jest bardzo prosta i oferuje wiele programów pozwalających dostosować **trening do potrzeb ćwiczącego**. To idealne rozwiązanie dla osób chcących usprawnić swój układ krążenia, **poprawić kondycję** lub **stracić na wadze**.

Skład zestawu:

- stepper STAIR 4000 MED,
- uchwyt na butelkę,
- odbiornik tętna i transponder.

Dane techniczne:

Programy:	Manual, cardio, profile (stały 4)
Komputer:	moc, tętno, czas, dystans, prędkość, kalorie
Wymiary (dł./ szer. / wys.):	110x77x181 cm
Prędkość:	15-155 kroków na minutę w odstępach co 5
Waga:	110 kg
Maksymalna waga użytkownika:	200 kg

Informacje:

Opcje produktu: