



Stepper magnetyczny Runner Run 7414

Opis produktu:

3Profesjonalny stepper magnetyczny Runner RUN z certyfikatem medycznym, wyposażony w gotowe programy do rehabilitacji.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Stepper magnetyczny Runner Run 7414

Stepper **Runner Run 7414** to profesjonalny stepper stosowany w szpitalach, placówkach rehabilitacji i centrach fitness. Bieżnia jest wyposażona w trzy dodatkowe programy do rehabilitacji:

- **CWL** (stały poziom pracy)
- **RUNNING TEST** - pozwala na wykonywanie treningu biegowego. Program w odstępie jednej minuty zwiększa moc o 1/4 wata
- **VO2max** (pułap tlenowy) - zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej

Stepper **Runner Run 7414** posiada również wbudowane dwa programy predefiniowane, celowe:

- **CARDIO** - trening ze stałym pulsem (do 80% maksymalnej ustalonej wartości tętna serca) z automatyczną samo-regulacją prędkości do utrzymania zaprogramowanej wartości pulsu
- **FAT BURNING** - trening ze stałym pulsem (do 65% maksymalnej ustalonej wartości tętna serca) z automatyczną samo-regulacją wznosu do utrzymania zaprogramowanej wartości pulsu

Specyfikacja techniczna:

Waga (kg):	100.00 [kg]
Wymiary (dł./szer./wys.):	110/55/170 [cm]
Wyświetlanie czasu (min, sek):	tak

Wyświetlanie dystansu (km):	tak
Wyświetlanie prędkości (km/h):	tak
Wyświetlanie tętna (ud/min):	tak
Wyświetlanie wydatku energetyczny (kcal/kJ):	tak
Zasilanie:	12V DC

Dodatkowe funkcje:

- Ostrzeżenie akustyczne przy przekroczeniu ustawionego poziomu tętna
- Wyjście RS232
- Elektroniczna zmiana obciążenia
- Elektroniczny system obciążenia
- Podwójny system monitorowania tętna serca: sensory dotykowe i pas telemetryczny
- Zasilanie 12V DC
- Maksymalna prędkość 130obr/min
- Zakres obciążenia 0-600 / 0-999 W
- Regulacja obciążenia co 1W
- EWG 93/42 certyfikacji (wyrób medyczny)

Informacje:

Model:

Stepper magnetyczny RUNNER RUN-7414
oprogramowanie: Nie, EE0712 - Oprogramowanie dla maksymalnie 3 urządzeń (RS232), EE0713
Oprogramowanie dla każdego następnego urządzenia (RS232)