

Akcesoria do bieżni TRAC 4000 MED

Opis produktu:

Akcesoria do bieżni TRAC 4000 MED

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dostępne akcesoria do bieżni TRAC 4000 MED:

- transponder POLAR,
- elastyczny pas piersiowy (do wyboru rozmiar S/M/L),
- przewód do interfejsu.

Informacje:

Opcje produktu:

Akcesoria do steppera STAIR 4000 MED:
Transponder POLAR, Elastyczny pas piersiowy,
Przewód do interfejsu