

## Bieżnia rehabilitacyjna RUNNER RUN - 2011



### Opis produktu:

Bieżnia rehabilitacyjna **RUNNER RUN - 2011** to najbardziej uniwersalna bieżnia rehabilitacyjna na rynku dzięki możliwości zamontowania dodatkowego osprzętu takiego jak wyciąg pacjenta, poręczce, podpórki czy siedzisko.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Bieżnia Runner Run 2011 - cechy charakterystyczne

**Bieżnia RUN 2011** to najbardziej funkcjonalne **urządzenie** idealnie nadaje się do szpitali, placówek medycznych oraz centrów rehabilitacyjnych. **RUN 2011** można zmodyfikować o dodatkowy osprzęt taki jak:

- wyciąg pacjenta,
- poręczce,
- rampę.

### Bieżnia RUN 2011 dostępna jest w kilku wersjach:

- **RUN 2011/TR MEDICAL**
- **RUN 2011/TRO ORTHOPAEDIC**
- **RUN 2011/TJ PROGRAMMABLE**
- **RUN 2011/TJ ORTHOPAEDIC PROGRAMMABLE**

### Dane techniczne:

### RUN 2011/TR MEDICAL

<b>Regulacja prędkości [km/h]:</b>	0,1 do 20 (regulacja co 0,1)
<b>Sterowanie:</b>	elektroniczne
<b>Maksymalny kąt nachylenia [%]:</b>	0 do 22
<b>Zwiększenie kąta nachylenia [%]:</b>	0.5 - 1
<b>Moc silnika [KM]:</b>	2
<b>Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:</b>	80 x 210 x 150
<b>Wymiary powierzchni bieżnej [cm]:</b>	140 x 48
<b>Waga [kg]:</b>	145
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	150
<b>Wyświetlacz:</b>	10,1", HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia
<b>Głośność:</b>	HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia

### RUN 2011/TR ORTHOPAEDIC

<b>Wersja ortopedyczna</b>	wyposażona dodatkowo w długie poręcze, siedzisko i podpórki pod pachy
----------------------------	---

### RUN 2011/TJ PROGRAMMABLE

<b>Wersja programowalna</b>	Odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)
-----------------------------	--

### RUN 2011/TJ ORTHOPAEDIC PROGRAMMABLE

<b>Wersja ortopedyczna z funkcją programowania</b>	Odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR), dodatkowo wyposażona w długie poręcze, siedzisko i podpórki pod pachy
--	---

#### Informacje:

Próby wysiłkowe: Bieżnie  
Systemy do rehabilitacji kardiologicznej:  
Urządzenia rehabilitacyjne/treningowe

#### Model:

Runner 2011: RUN 2011/TR MEDICAL, RUN 2011/TRO ORTHOPAEDIC, RUN 2011/TJ PROGRAMMABLE, RUN 2011/TJO ORTHOPAEDIC PROGRAMMABLE  
Akcesoria do bieżni RUN 7411: -, EE0692 - Rampa do bieżni RUN 2011, EE0640 - Uprząż i wyciąg do podwieszania pacjenta dla bieżni RUN

2011, RUN 7410 i RUN 7411

: