



Bieżnia rehabilitacyjna RUNNER RUN - 7410

Opis produktu:

Bieżnia rehabilitacyjna RUNNER RUN - 7410.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia Runner Run 7410 - cechy charakterystyczne

Bieżnia RUN 7410 to najbardziej funkcjonalne **urządzenie** idealnie nadaje się do szpitali, placówek medycznych oraz centrów rehabilitacyjnych. **RUN 7410** można zmodyfikować o dodatkowy osprzęt taki jak:

- wyciąg pacjenta,
- poręczę,
- rampę.

Bieżnia RUN 7410 dostępna jest w kilku wersjach:

- **RUN 7410/TR MEDICAL**
- **RUN 7410/TJ PROGRAMMABLE**

Dane techniczne:

RUN 7410/TR MEDICAL

Regulacja prędkości [km/h]:	0,1 do 25 (regulacja co 0,1)
Sterowanie:	elektroniczne
Maksymalny kąt nachylenia [%]:	0 do 25
Zwiększenie kąta nachylenia [%]:	0,5 - 1
Moc silnika [KM]:	3
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:	80 x 210 x 150
Wymiary powierzchni bieżnej [cm]:	154,5 x 54
Waga [kg]:	180
Maksymalne obciążenie [kg]:	220
Wyświetlacz:	10,1", HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia
Głośność [dB]:	30
RUN 7410/TJ PROGRAMMABLE	
Regulacja prędkości w trybie "do tyłu" [km/h]:	0,1 do 5 (regulacja co 0,1)
Wersja programowalna	Odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)

Informacje:

Model:

Akcesoria do bieżni RUN 7411: -, EE0621 - Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410 i RUN 7411, EE0622 - Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410/TJ XL, EE0634 - Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410, EE0644 - Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410 z otworami do mocowania podpórek pod pachy, EE0691 - Rampa do bieżni RUN 7410 i RUN 7411, EE0640 - Uprząż i wyciąg do podwieszania pacjenta dla bieżni RUN 2011, RUN 7410 i RUN 7411
 RUN 7411: RUN 7410/TR MEDICAL, RUN 7410/TJ MEDICAL PROGRAMMABLE