



Bieżnia rehabilitacyjna RUNNER RUN - 7411

Opis produktu:

Bieżnia rehabilitacyjna **RUNNER RUN - 7411**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dostępne typy bieżni:

RUN 7411/TR MEDICAL 2000	Bieżnia rehabilitacyjna z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,1 do 25 km / h, maksymalnym kątem nachylenia pasa 25%, moc silnika 7 HP, wymiary (szer. x dł. x wys.) 80 cm x 260 x 150 cm, waga 210 kg, max. obciążenie 220 kg. Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)
RUN 7411/TJ MEDICAL PROGRAMMABLE 2000	"Bieżnia rehabilitacyjna w wersji RUN - 7411/TR z wyświetlaczem LCD i LED oferująca dodatkowo odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi kardio i spalanie, testy (CHR, CWL, Runner test, Cooper test) oraz możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)"

Informacje:

Model:

Akcesoria do bieżni RUN 7411: -, EE0621 - Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410 i RUN 7411, EE0643 - Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411, EE0645 - Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411 z otworami do mocowania podpórek pod pachy, EE0691 - Rampa do bieżni RUN 7410 i RUN 7411, EE0640 - Uprząż i wyciąg do podwieszania pacjenta dla bieżni RUN 2011, RUN 7410 i RUN 7411

RUN 7411: RUN 7411/TR MEDICAL 2000, RUN
7411/TJ MEDICAL PROGRAMMABLE 2000