

Oprogramowanie do urządzeń rehabilitacyjnych RUNNER RUN

Opis produktu:

Oprogramowanie do urządzeń rehabilitacyjnych RUNNER RUN.



Oprogramowanie

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Oprogramowanie do urządzeń rehabilitacyjnych RUNNER RUN.

Informacje:

Model:

Stepper magnetyczny RUNNER RUN-7414
oprogramowanie: EE0712 - Oprogramowanie dla
maksymalnie 3 urządzeń (RS232), EE0713
Oprogramowanie dla każdego następnego
urządzenia (RS232)