



Akcesoria do bieżni rehabilitacyjnych RUNNER RUN

Opis produktu:

Akcesoria do bieżni rehabilitacyjnych RUNNER RUN.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do bieżni rehabilitacyjnych RUNNER RUN.

Dostępne akcesoria do bieżni RUNNER:

EE0621	Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410 i RUN 7411 (wymagają poręczy z otworami)
EE0622	Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410/TJ XL
EE0633	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 2011
EE0634	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410
EE0644	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410 z otworami do mocowania podpórek pod pachy
EE0643	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411
EE0645	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411 z otworami do mocowania podpórek pod pachy
EE0691	Rampa do bieżni RUN 7410 i RUN 7411
EE0692	Rampa do bieżni RUN 2011
EE0640	Uprząż i wyciąg do podwieszania pacjenta dla bieżni RUN 2011, RUN 7410 i RUN 7411

Informacje:**Model:**

Akcesoria do bieżni rehabilitacyjnych RUNNER
RUN: EE0621 Komplet podpórek pod pachy do
bieżni RUN 7410 i RUN 7411, EE0622 Komplet
podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410/TJ XL,
EE0634 Komplet długich poręczy do bieżni RUN
7410, EE0644 Komplet długich poręczy do bieżni
RUN 7410 z otworami, EE0643 Komplet długich
poręczy do bieżni RUN 7411, EE0645 Komplet
długich poręczy do bieżni RUN 7411 z otworami,
EE0691 Rampa do bieżni RUN 7410 i RUN 7411,
EE0692 Rampa do bieżni RUN 2011, EE0640
Uprząż i wyciąg dla bieżni RUN 2011, RUN 7410 i
RUN 7411