

Orbitrek ERGO-FIT CROSS 4000 MED



Opis produktu:

Cross 4000 MED to profesjonalny **trenażer eliptyczny** firmy **ERGOFIT**. Idealnie sprawdzi się w sanatoriach, centrach odnowy biologicznej oraz placówkach medycznych. Posiada wbudowane programy treningowe kardio.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cross 4000 MED to profesjonalny **trenażer eliptyczny**. Wbudowany komputer śledzi parametry treningu do późniejszej analizy postępów, solidna konstrukcja gwarantuje pracę urządzenia na długie lata.

Cechy charakterystyczny:

- bardzo solidna konstrukcja,
- system bezpiecznego zatrzymania urządzenia,
- pełna swoboda ruchu przód-tył,
- maksymalne obciążenie przez użytkownika: 200 kg,
- posiada certyfikat medyczny,
- programy: Manual, Manual CD, Cardio,
- 4 zdefiniowane profile.

Model

- CROSS 4000 MED - Komputer z wyświetlaczem,

Dane techniczne:

Parametry wyświetlacza	WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/min, kcal, dodatkowe punkty
Testy	-
Programy treningowe	MANUAL, Manual Countd style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;text-align:center; height:28px;" own, CARDIO, Profile indywidualne

Aktywacja	-
Wymiary (Dł./Szer./Wys.)	185/66/180 cm
Waga (urządzenia)	około. 95 kg
RPM	15 – 200 kroków /min
Zakres wydajności	15 – 200 poziomów
Max. waga użytkownika	200 kg
Cechy charakterystyczne	Safety Stop System, Trening z ruchem naprzód i w tył

Informacje:

Rodzaj: eliptyczny
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Model: