



Maszyna eliptyczna firmy Runner Run 7440/T

Opis produktu:

Orbitrek wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prękość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0 - 600 / 0 - 999 Watt, wymiary (szer. x dł. x wys.) 70 x 193 x 155 cm, waga 140 kg.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Maszyna eliptyczna firmy Runner Run 7440/T

Maszyna eliptyczna RUN-7440/T jest wyposażona w komputer z wyjściem RS232 oferujący 26 programów, treningi kardio i spalanie, odliczanie zadanego czasu, dystansu i kalorii do spalania, testy (VO2Max, CWL, Runner test), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR).

Dane techniczne:

Program manualny(ręczna zmiana oporu):	tak
Programy predefiniowane(z góry ustalone):	tak, 6 programów
Programy użytkownika(zapamiętywanie indywidualnego treningu):	tak, 20 programów
Rolki transportowe:	tak
Waga [kg]:	140.00
Wymiary (dł./szer./wys.) [cm]:	193/70/155
Wyświetlanie czasu (min, sek):	tak
Wyświetlanie dystansu (km):	tak
Wyświetlanie prędkości (km/h):	tak

Wyświetlanie tętna (ud/min):	tak
Wyświetlanie wydatku energetyczny (kcal/kJ):	tak
Zasilanie:	12V DC

Informacje:

Rodzaj: eliptyczny
Dopuszczalne obciążenie: 180 kg

Model: