



Ergometr pionowy CYCLE 4000 MED

Opis produktu:

Ergometr pionowy z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 600 W. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalane kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ERGOFIT ergometr Cycle 4000

Ergometr Cycle 4000 jest stosowany szczególnie w klinikach rehabilitacyjnych i centrach medycznych.

Zalety:

- Do zastosowań profesjonalnych
- Wyprodukowano w Niemczech
- Szczególnie niski dostęp
- Wersja 4000 MED do MPG

Ergometr "Cycle 4000" nadaje się do bardzo skutecznego treningu układu sercowo-naczyniowego, a także w celu zwiększenia wydajności i ogólnej sprawności organizmu.

Cechy produktu:

- Monochromatyczny wyświetlacz graficzny z niebieskim podświetleniem
- Zacisk jest regulowany w pionie i poziomie
- Regulacja pochylenia kierownicy
- Wbudowany odbiornik tętna
- Uchwyt na bidon
- Niska pozycja siodełka
- Kolor: biały / czarny

Dane techniczne:

- Wirowy system hamulcowy
- Regulacja obciążenia: min-niezależne / zależne od prędkości
- Zakres prędkości: 20-120 U / min
- Zakres mocy: 15 - 600 W (w odstępach co 5)
- Normy: EN 957 Sprzęt SA
- Odległość między pedałami: 190 mm
- Waga maszyny: ok. 58 kg
- Wymiary (Dł.xSzer.xWys.): 118x54x145 cm
- Maksymalna waga użytkownika: 180 kg

Komputer treningowy:

- Pomiar siły, tętno, czas, dystans, obroty na minutę, kalorie
- Programy: Manual, cardio, Countd style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse;text-align:center; height:28px;" own
- 2 programy testowe
- Szybki start i przycisk szybkiego zatrzymania
- 4 programy treningowe
- model 4000 z interfejsem PC MED

Informacje:

Typ: pionowy

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg

Model:

CYCLE 4000 regulacja siedziska: nie, tak