

Ergometr poziomy RECUMBENT 4000 MED

Opis produktu:

Ergometr poziomy w półleżącej pozycji z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 600 W. Wyposażony w komputer z wyświetlaczem mierzącym puls, obciążenie, czas, dystans oraz spalone kalorie. **RECUMBENT 4000** posiada programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ergometr RECUMBENT 4000 MED to profesjonalny, poziomy ergometr z funkcją pedałowania w pozycji półsiedzącej. Wersja MED idealnie nadaje się do zastosowań medycznych w poradniach fizjoterapii i rehabilitacji.

Cechy produktu:

- Pionowa, zmienna regulacja siedziska
- Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
- Wygodne siedzisko
- Niska pozycja startowa
- Wbudowany odbiornik tętna

Model:

- RECUMBENT 4000 MED - Komputer z wyświetlaczem

Dane techniczne:

- Układ hamulcowy: hamulec wiroprądowy
- Układ napędowy: napęd pasowy
- Regulacja obciążenia: min-niezależne
- Szerokość pasma mocy: 15-600 Watt
- Stopnie regulacji: 5 wat
- Dźwignia zmiany biegów
- Zakres prędkości: 20-120 U / min.
- DIN EN Klasa: DIN EN 60335-I, EN 957, klasa SA - DIN EN 60601-I, PL 957, wersja MED Class

SA

- Med-klasyfikacja: 93/42/EWG, klasa IIa
- Zasilanie: zasilacz (230 V)
- Wymiary (Dł.xSzer.xWys.): 160x54x125 cm
- Maksymalna waga użytkownika: 200 kg

Komputer treningowy:

- Zegar
- Program treningowy
- Liczba kilometrów
- Prędkość
- Zużycie energii
- Monitorowanie tętna na pasie piersiowym
- 77 poziomy oporu
- 5 programów treningowych, w tym 1 sterowany tętnem

Skład zestawu:

- urządzenie,
- uchwyt na butelkę,
- odbiornik tętna i transponder.

Informacje:

Typ: poziomy
Rodzaj: mechaniczny
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

Model: