



## Ergometr kończyn górnych CIRCLE 4000 MED

### Opis produktu:

Ergometr kończyn górnych w pozycji siedzącej z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 400 W, wymiary (dł. x szer. x wys.) 165,5 x 63,5 x 152 cm, waga 115 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Ergometr kończyn górnych CIRCLE 4000 MED

Ergometr kończyn górnych w pozycji siedzącej z certyfikatem medycznym.

#### Komputer treningowy:

- Moc w watach
- Czas
- Dystans
- Postęp
- Kalorie i tętno (pas piersiowy w zestawie)
- 5 programów szkoleniowych

#### Dane techniczne:

- Układ hamulcowy składa się z hamulców na prądy wirowe
- Zakres prędkości 20-120 obr / min, prędkość może być regulowana niezależnie
- Przepustowość - moc regulowana w zakresie od 15-400 W w odstępach 5 watowych

#### Udogodnienia:

- Ramiona korby mają regulowaną długość
- Siedzisko może być złożone z jednej strony. Tak więc urządzenie to jest bardzo wygodne dla osób na wózkach inwalidzkich
- Zasilanie 230 V
- Urządzenie jest zgodne z normą DIN EN urządzenia 957 SA i normy DIN EN 60335-1
- Waga produktu: 115 kg

- Maksymalna waga użytkownika: 200 kg
- Wymiary: (Dł. x Szer. Wys.) 165,5 x 63,5 x 152 cm

#### **Skład zestawu:**

- urządzenie,
- uchwyt na butelkę,
- odbiornik tętna i transponder.

#### **Informacje:**

Typ: inny

Rodzaj: elektromagnetyczny

Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

#### **Model:**