

Akcesoria do ergometrów rehabilitacyjnych ERGOFIT MED

Opis produktu:

Akcesoria do ergometrów rehabilitacyjnych serii
CYCLE 4000 ERGOFIT MED.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do ergometrów rehabilitacyjnych ERGOFIT MED:

- horyzontalna regulacja siedziska w ergometrach serii CYCLE 4000 (do posiadanego urządzenia),
- regulacja pedałów,
- narzędzie shimano do regulacji ramion pedałów,
- transponder POLAR,
- elastyczny pas piersiowy (do wyboru rozmiar S/M/L),
- przewód do interfejsu.

Informacje:

Opcje produktu:

Akcesoria do steppera STAIR 4000 MED:
Horyzontalna regulacja siedziska w ergometrach
serii CYCLE 4000, Regulacja pedałów, Narzędzie
shimano do regulacji ramion pedałów, Transponder
POLAR, Elastyczny pas piersiowy, Przewód do
interfejsu