




Rower treningowy pionowy Runner Run 7409/T

Opis produktu:

Cykloergometr rehabilitacyjny wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower treningowy, cykloergometr Runner Run 7409/T

Cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposażony w wyświetlacz LCD z **wizualizacją wykresów** i pomiarem czasu, odległości, prędkości, obciążenia, HR oraz kalorii.

- zakres obciążenia 0-600 W,
- zakres prędkości 3-130 RPM,
- waga pacjenta do 180 kg,
- kolorowy ekran dotykowy 10,1",
- regulowana kierownica 360°,

- pomiar HR poprzez pas piersiowy,
- protokół Trackmaster,
- złącze RS 232 lub Wi-Fi.

6 programów terapeutycznych:

- **VO2Max** – trening polegający na utrzymywaniu stałej częstotliwości bicia serca,
- **CWL (Constant Work Level)** – trening polegający na utrzymywaniu stałego obciążenia,
- **RUNNER TEST** – trening polegający na zwiększaniu obciążenia wraz ze wzrostem prędkości z dopasowaniem do wagi trenującego,
- **CARDIO i FAT BURNING** – trening polegający na utrzymaniu stałego tętna,
- **AUTOTEST.**

Dane techniczne:

Klasa użytkowania:	SA (zgodnie z normą EN957)
Waga użytkownika:	180 (kg)
System hamowania opór:	indukcyjny
Regulacja obciążenia rodzaj:	elektroniczna
Regulacja obciążenia zakres:	1-20
Regulacja siodełka:	pionowa z systemem Air Pressure
Regulacja kierownicy:	nie
Waga koła zamachowego:	brak danych producent nie podaje
Pomiar tętna:	sensory dotykowe pas telemetryczny
Konsola sterowania (wyświetlacz):	wyświetlacz LCD wyświetlacz przewijany LED
Pomiar - czas:	tak
Pomiar - dystans:	tak
Pomiar - prędkość:	tak
Pomiar - prędkość RPM:	tak
Pomiar - moc Watt:	tak
Pomiar - pulsu:	tak
Pomiar - wydatek energetyczny:	tak
Funkcja - scan:	nie
Funkcja - zegar:	nie
Funkcja - kalendarz:	nie
Funkcja - termometr:	nie

Funkcja - rejestracja użytkownika:	tak
Programy - predefiniowane (motywacyjne):	tak, 6 programów
Programy - sterowane tętnem HRC:	tak
Programy - użytkownika:	tak, 20 programów
Programy - celowe:	tak
Programy - sprawdzające wydolność:	tak; Runner test VO2Max CWL
Zasilanie - power:	generator z podtrzymaniem pamięci
Waga produktu:	80 (kg)
Wymiary (dł./szer./wys.) produktu:	120/55/148 (cm)
Dodatkowe - wyposażenie:	pas telemetryczny do pomiaru pulsu bezprzewodowego w komplecie pedały samopoziomujące
Dodatkowe - informacje:	sensory dotykowe do pomiaru pulsu wbudowane są w kierownicę

Zdjęcia

Funkcje

Instrukcja

Cardio i Fat Burning

Czas

Dystans

VO2Max, CWL i Runner Test

Informacje:

Typ: pionowy

Rodzaj: elektromagnetyczny

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg

Model: