



## Rower treningowy poziomy Runner Run 7412/T

### Opis produktu:

Poziomy cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Rower treningowy poziomy Runner Run 7412/T

**Poziomy cykloergometr rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym** wyposażony w **wyświetlacz LCD** z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prękość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0 - 600 / 0 - 999 Watt, max. prędkość 130 obr. / min, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 150 x 120 cm, waga 100 kg, regulowana wysokość siedziska. **Komputer** z wyjściem RS232 oferujący 26 programów, treningi kardio i spalanie, odliczanie zadanego czasu, dystansu i kalorii do spalania, testy (VO2Max, CWL, Runner test), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR).

### Dane techniczne:

<b>Klasa użytkowania:</b>	SA (zgodnie z normą EN957)
<b>Waga (kg):</b>	100.00 [kg]
<b>Wymiary (dł./szer./wys.):</b>	150/50/120 [cm]
<b>Rolki transportowe:</b>	tak
<b>Wyświetlanie dystansu (km):</b>	tak
<b>Wyświetlanie czasu (min, sek):</b>	tak
<b>Program manualny(ręczna zmiana oporu):</b>	tak, 20 poziomów
<b>Programy predefiniowane(z góry ustalone):</b>	tak, 6 programów

<b>Programy użytkownika(zapamiętywanie indywidualnego treningu):</b>	tak, 20 programów
<b>Wyświetlanie prędkości (km/h):</b>	tak
<b>Wyświetlanie wydatku energetyczny (kcal/kJ):</b>	tak
<b>Wyświetlanie tętna (ud/min):</b>	tak
<b>Możliwość składania:</b>	nie

**Informacje:**

Typ: poziomy  
Rodzaj: mechaniczny  
Dopuszczalne obciążenie: 180 kg

**Model:**