

TUBING LINKA DO CWICZEŃ 30,5 M Z UWCHYTAMI PLASTIKOWYMI

Opis produktu:

TUBING LINKA DO CWICZEŃ 30,5 M Z UWCHYTAMI PLASTIKOWYMI



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zastosowanie:

Rehabilitacyjne tubingi do ćwiczeń są stosowane w centrach rehabilitacji, na siłowni, a także w warunkach domowych. Niewielkie rozmiary **rzemienia** pozwalają na zabieranie go ze sobą w podróż, dzięki czemu podstawowy **przyrząd do ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała** możemy mieć zawsze ze sobą.

Cechy produktu:

Ćwiczenia z tubingami Match-U pozwalają na wykonanie szeregu ćwiczeń poprawiających ogólną kondycję organizmu, koordynację ruchową, wzmacniają siłę i moc mięśni. Ćwiczenia mogą być wykonywane w różnych konfiguracjach, dzięki czemu to wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń. Opór **rzemienia** (tubingu) zwiększa się wraz z jego rozciągnięciem, co pozwala na łatwą kontrolę intensywności treningu.

Dostępne poziomy oporu tubingów:

	Tubing MATCH - U opór słaby
	Tubing MATCH - U opór średni
	Tubing MATCH - U opór mocny
	Tubing MATCH - U opór extra mocny

Informacje:

Kategoria: Trenerzy dłoni
Rodzaj: linka / tubing
Kolor: odcienie zieleni
Kolor: pomarańczowe i czerwienie
Opór: 2. średni
Opór: 3. ciężki

Model:

Taśmy Match-U poziomy oporu: Taśma MATCH -
U opór średni, Taśma MATCH - U opór mocny