



Monitor medyczny, zabiegowy Full-HD LED 26"

Opis produktu:

Monitory firmy FSN znanego i cenionego producenta monitorów medycznych cechuje bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów i barw w bardzo przystępnej cenie. Wszystkie monitory (oprócz 19") pracują w standardzie HD, Full-HD, wyposażone w pełną gamę wejść i wyjść sygnałów cyfrowych jak i analogowych.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Monitory zabiegowe FSN dedykowane są do zabiegów endoskopowych różnych specjalności (artroskopia, laparoscopia, ginekologia itp.) gdzie dużą wagę przykładają się do płynności prezentowanego obrazu jak odzwierciedlenia szczegółów i barw obrazu.

Wyróżniamy 3 wersje monitora 26" Full-HD firmy FSN różniące się:

- współczynnikiem kontrastu
- wartością intensywności podświetlenia matrycy
- systemem podświetlenia CFL lub LED

Każdy monitor dodatkowo może zostać wyposażony:

- opcjonalne złącze światłowodowe
- opcjonalnie w dotykową matrycę (sterowanie poprzez dotyk ekranu)
- opcjonalnie dodatkowe wej./wyj.

Każdy monitor wyposażony jest w solidną odporną na uderzenia aluminiową obudowę, każdy ekran wyposażony jest w filtr antyrefleksyjny.

Monitory FSN charakteryzują się:

- niską wagą

- niskim poborem mocy
- wysoką rozdzielczością prezentowanego obrazu do 1920x1080 (HD 1080)
- format obrazu 16:9
- matrycą IPS
- wysoką jakością wykonania
- bardzo wysokim kontrastem
- pełnym równomiernym podświetleniem obrazu
- bardzo niskim czasem reakcji matrycy (obraz płynny bez smużeń nawet przy szybkim przemieszczaniu się prezentowanego obiektu)
- bardzo dużą ilością wej./wyj. Sygnałowych.
- montaż VESA 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Wszystkie monitory zabiegowe firmy FSN są kompatybilne z kamerami endoskopowymi takich producentów jak Olympus, Wolf, Storz, Stryker, Arthrex, Smith&Nephew, Xion, Rudolf.

Informacje:

Opcje produktu: