

Monitor medyczny, zabiegowy Full-HD LED 42"



Opis produktu:

Monitory firmy FSN znanego i cenionego producenta monitorów medycznych cechuje bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów i barw w bardzo przystępnej cenie. Wszystkie monitory (oprócz 19") pracują w standardzie HD, Full-HD, wyposażone w pełną gamę wejść i wyjść sygnałów cyfrowych jak i analogowych.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Monitor zabiegowy FSN 42" przeznaczony do zabiegów endoskopowych różnych specjalności (artroskopia, laparoscopia, ginekologia itp.) gdzie dużą wagę przykładą się do płynności prezentowanego obrazu jak odzwierciedlenia szczegółów i barw obrazu.

Monitor charakteryzuje się:

- niską wagą
- niskim poborem mocy
- wysoką rozdzielczością prezentowanego obrazu do 1920x1080 (HD 1080)
- format obrazu 16:9
- matrycą IPS
- wysoką jakością wykonania
- bardzo wysokim kontrastem
- pełnym równomiernym podświetleniem obrazu
- bardzo niskim czasem reakcji matrycy (obraz płynny bez smużeń nawet przy szybkim przemieszczaniu się prezentowanego obiektu)
- bardzo dużą ilością wej./wyj. sygnałowych.
- montaż VESA 600 x 200 mm, 600 x 300 mm, 600 x linia środkowa

Monitor zabiegowy kompatybilny z kamerami endoskopowymi takich producentów jak Olympus, Wolf, Storz, Stryker, Arthrex, Smith&Nephew, Xion, Rudolf.

Informacje:

Opcje produktu: