

## Innowacyjny archiwizator danych zabiegowych Full-HD

### Opis produktu:

Innowacyjny medyczny archiwizator zabiegowy Video/Zdjęć w rozdzielczości Full-HD wyposażony w wewnętrzny dysk twardy 1TB, Nagrywarę Blu-ray / DVD, zewnętrzny port USB dla nośników zewnętrznych. Oferuje możliwość bezprzewodowego sterowania przy pomocy Tabletu opartego o system Android, ponadto wszystkie dane mogą być wysyłane do sieci szpitalnej lub konwertowane do formatu DICOM.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Archiwizacja zdjęć:

- możliwość zapisu zdjęć w formacie Full-HD 1080p
- wykorzystuje formaty BMP, JPG, DICOM
- zdalna archiwizacja z urządzenia wizyjnego lub pedału nożnego

#### Archiwizacja sekwencji video:

- archiwizacja sygnału video w formacie Full-HD 1080p
- zaawansowane kodowanie H.264
- zdalna archiwizacja z urządzenia wizyjnego lub pedału nożnego

#### Zapisywanie i kopiowanie zarchiwizowanych plików:

- zapis wszystkich danych na wewnętrzny dysk o pojemności 1TB
- wszystkie pliki mogą być kopiowane na dyski CD, DVD, Blu-ray, pendrive USB, lub na szpitalny serwer FTP

#### Gniazda wejściowe:

- DVI
- RGB
- SVHS
- Audio przez mini stereo jack

#### Gniazda Wyjściowe:

- Dla monitora wyświetlającego zapis w czasie rzeczywistym lub zapisanych danych
- DVI,RGB, SVHS
- Odtwarzanie zapisanych zdjęć i filmów z dysku twardego

**Informacje:**

**Model:**