

Cystoskop laserowy



Opis produktu:

Cystoskop laserowy służy głównie do zabiegów waporyzacji prostaty. Dzięki idealnie dobranemu instrumentarium może współpracować zarówno z laserem zielonym GreenLight, laserem diodowym jak i laserem tulowym. Obecnie w ofercie firmy Richard Wolf znajdują się trzy cystoskopy laserowe dedykowane do zabiegów waporyzacji prostaty.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Główne elementy składowe cystoskopu laserowego firmy Richard Wolf:

- Optyka PANOVIEW, śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza min 300 mm, z uniwersalnym okulem
- Element roboczy do włókien lasera z kanałem prowadzącym włókno, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°
- Płaszcz zewnętrzny o ciągłym przepływie, średnicy zewn. min 22,5 Fr., do uretrocystoskopu pracującego z laserem z automatycznym zatraskiem, z jednym kranikiem do irygacji
- Płaszcz wewnętrzny o ciągłym przepływie do uretrocystoskopu pracującego z laserem z jednym kranikiem do irygacji
- Obturator

Informacje:

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop laserowy

Model: