



Cystoskop giętki optyczny

Opis produktu:

Firma Richard Wolf ma w swojej ofercie cystoskop giętki optyczny o średnicy 15 Charr, z kanałem roboczym 7,5 Charr i kątem patrzenia 120 stopni. Dodatkowo w naszej ofercie do fiberocystoskopu można dopasować kleszczyki giętkie: biopsyjne, do ciał obcych czy chwytające.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Postęp technologiczny w ostatnim czasie i wykorzystywanie nowych technologii pozwolił na stworzenie cystoskopu giętkiego optycznego w technikach obrazowania wnętrza pęcherza moczowego i cewki moczowej. **Cystoskop giętki optyczny** pozwala na dostosowanie jego kształtu (elastycznego wężyka) do anatomii cewki moczowej, a możliwość zgięcia jego końcówki pod prawie dowolnym kątem umożliwia obejrzenie każdego miejsca w pęcherzu moczowym.

Firma **Richard Wolf** ma w swojej ofercie cystoskop giętki o średnicy 15 Charr, z kanałem roboczym 7,5 Charr i kątem patrzenia 110 stopni.

Dodatkowo w naszej ofercie do fiberocystoskopu można dopasować kleszczyki giętkie: biopsyjne, do ciał obcych czy chwytające.

Informacje:

Rodzaj cystoskopu: Cystoskop giętki

Model: