



WIS1000 – bezprzewodowa transmisja sygnałów audio/video HD, Full-HD w środowisku sali operacyjnej

Opis produktu:

System WIS1000 jest nowoczesnym i innowatorskim rozwiązaniem dla sali operacyjnej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

System WIS1000 jest nowoczesnym i innowatorskim rozwiązaniem dla sali operacyjnej. Urządzenie dzięki swojej unikatowej własności zmniejsza ilość przewodów transmisyjnych na Sali operacyjnej co zapewnia lepszą swobodę poruszania się i przede wszystkim pełne bezpieczeństwo podczas zabiegu w postaci pełnej bezprzewodowej transmisji sygnału wizyjnego z kamery do monitora lub z monitora do monitora. Dodatkowym atutem jest możliwość instalacji w dowolnym miejscu sali operacyjnej monitora niezależnie od położenia kontrolera kamery endoskopowej.

Główne zalety:

- transmisja sygnału HD bez kompresji, bez strat
- brak opóźnień, zatrzymań w transmisji sygnału wizyjnego
- pełny zasięg na całej sali operacyjnej
- zgodność z FDA 510k
- niska cena
- wysoka jakość
- bezpieczne pasmo 60 GHz
- interfejs HDMI
- gwarantowany zasięg 10m transmisji sygnału dla sali zabiegowej

Informacje:

Model: