



Pompa perystaltyczna Fluid Control Lap 2216

Opis produktu:

Pompa perystaltyczna **Fluid Control Lap 2216** służy do płukania i odsysania treści płynnych z laparoskopowego pola operacyjnego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Pompę Fluid Control Lap 2216 cechuje:

- Intuicyjna obsługa
- Funkcja płukania i funkcja ssania realizowane niezależnie
- Dreny ssące i płuczące wielorazowego lub jednorazowego użytku
- Wysoka wydajność ssania i płukania
- Cicha praca
- Możliwość sterowania ssaniem i płukaniem za pomocą rurki ssąco-płuczającej
- Możliwość używania różnych rurek ssąco-płuczających o różnych średnicach również pediatrycznych
- Możliwość montażu na relingu bocznym wózka endoskopowego pozwalający uniknąć zalania innych urządzeń płynem płuczającym

[Pobierz ulotkę produktu](#)

Informacje:

Model: