



Monitor medyczny, zabiegowy Full-HD LED 24"

Opis produktu:

Monitory firmy FSN (FS-P2404P) znanego i cenionego producenta monitorów medycznych cechuje bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów i barw w bardzo przystępnej cenie. Wszystkie monitory (oprócz 19") pracują w standardzie HD, Full-HD, wyposażone w pełną gamę wejść i wyjść sygnałów cyfrowych jak i analogowych.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Monitor zabiegowy FSN 24" przeznaczony do zabiegów endoskopowych różnych specjalności (artroskopia, laparoscopia, ginekologia itp.) gdzie dużą wagę przykładą się do płynności prezentowanego obrazu jak odzwierciedlenia szczegółów i barw obrazu. Monitor wyposażony jest w solidną odporną na uderzenia aluminiową obudowę, a ekran wyposażony jest w filtr antyrefleksyjny.

Monitor charakteryzuje się:

- niską wagą
- niskim poborem mocy
- wysoką rozdzielczością prezentowanego obrazu do 1920x1200 (WUXGA)
- format obrazu 16:10
- matrycą IPS
- wysoką jakością wykonania
- bardzo wysokim kontrastem
- pełnym równomiernym podświetleniem obrazu
- bardzo niskim czasem reakcji matrycy (obraz płynny bez smużeń nawet przy szybkim przemieszczaniu się prezentowanego obiektu)
- bardzo dużą ilością wej./wyj. sygnałowych.
- montaż VESA 100 x 100 mm

Monitor zabiegowy kompatybilny z kamerami endoskopowymi takich producentów jak Olympus, Wolf, Storz, Stryker, Arthrex, Smith&Nephew, Xion, Rudolf.

Informacje:

Opcje produktu: