

Klasyczne instrumentarium artroskopowe

Opis produktu:

Instrumentarium cechuje wysoka jakość wykonania w przystępnej cenie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Instrumentarium cechuje wysoka jakość wykonania w przystępnej cenie.

Linia klasyczna dzieli się na:

- cążki (punche)
- chwytaki (graspery)
- nożyczki artroskopowe (różne rodzaje)
- „endospike” narzędzie przeznaczone do szycia stożka rotatorów.
- obcinaki nici
- chwytaki nici
- elewatory kości
- dłuta
- kompaktory
- testery uderzeń
- młotki ACL
- popychacze
- raspary do preparacji tunelów pod implanty
- notchery do preparacji tunelów pod implanty
- sondy tunelowe
- aplikatory węzłów
- chwytaki nici
- stoliki do preparacji ścięgien
- celowniki ACL/PCL
- celowniki do artroskopii biodra (najbardziej stabilny i dokładny celownik na rynku)
- światłowody
- kosze, kontenery
- produkty czyszczące i smarujące narzędzia
- inne narzędzia artroskopowe
- mikrofraktory
- kiurety
- stoliki do preparacji ścięgien (stacja robocza preparacyjna ścięgien)

Gamma instrumentów linii klasycznej liczy ponad **70 różnych** rodzajów instrumentów manualnych dedykowanych do zabiegów artroskopowych.

Informacje:

Model: