

Płaszczki ARTHROlution

Opis produktu:

Płaszczki do optyk firmy **Richard Wolf** jako jedne z niewielu płaszczki na rynku oferujące **wymienne kurki**, oraz system samozatraskowy **“click on”** który zapewnia **pewne wpięcie instrumentu** i zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem podczas operatywy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Innowacyjna konstrukcja płaszczki zapewnia wysoki przepływ płynów oraz pełną ochronę soczewki

optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator). Płaszcze artroskopowe ARTHROlution są najlżejszymi płaszczami dostępnymi na rynku, a różnorodność rozmiarów i konfiguracji zaspokoi preferencje każdego operatora. Płaszcze współpracują kaniulowanymi trokarami. Kaniulowane trokary zapewniają bezpieczny i pewny dostęp do stawu, natomiast kaniulacja trokaru daje możliwość prawidłowej wymiany instrumentów bez przypadkowej utraty prawidłowego dojścia do stawu.

Informacje:

Model: