

Insuflator Highflow 45

Opis produktu:

Urządzenie służące do wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnej. Insuflator poprzez regulację przepływu oraz utrzymanie stałego ciśnienia medycznego dwutlenku węgla w jamie otrzewnej umożliwia uniesienia powłok brzusznych w celu wytworzenia przestrzeni potrzebnej do wykonania operacji drogą laparoskopową.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Insuflator Highflow 45 firmy Richard Wolf cechuje:

- czytelny 6,5" ekran dotykowy
- przepływ gazu do 45 litrów/min.
- interfejs CAN-Bus
- intuicyjna obsługa
- program Baby Mode (laparoscopia u niemowląt i małych dzieci)
- możliwość podgrzewania gazu
- możliwość ewakuacji dymu

Insuflator Highflow 45 dostępny jest w 4 wersjach:

- BASIC (podstawowa)
- EVAC (z ewakuacją dymu)
- HEAT (z podgrzewaniem gazu)
- EVAC+HEAT (z ewakuacją dymu i podgrzewaniem gazu)

[Pobierz ulotkę produktu](#)

Informacje:

Model: