



Elektrody podciśnieniowe - Gymna Uniphy

Opis produktu:

Komplet 2 szt. elektrod podciśnieniowych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dostępne elektrody podciśnieniowe Gymna Uniphy:

340626	60 mm	Komplet 2 szt. elektrod podciśnieniowych
340637	90 mm	Komplet 2 szt. elektrod podciśnieniowych

Informacje:

Kategoria: Aparaty do terapii podciśnieniowej

Model:

Rozmiar elektrody podciśnieniowej Gymna: 60 mm, 90 mm