

Główce ultradźwiękowe 1 MHz / 3 MHz do aparatów Gymna Uniphy



Opis produktu:

Główce ultradźwiękowe 1 MHz / 3 MHz do aparatów Gymna Uniphy, dostępne w różnych rozmiarach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Głowica ultradźwiękowa 1 MHz / 3 MHz do aparatów Gymna Uniphy:

360114	Głowica 1 MHz / 3 MHz o powierzchni 4 cm ² do aparatów serii 400
360111	Głowica 1 MHz / 3 MHz o powierzchni 1 cm ² do aparatów serii 400
320114	Głowica 1 MHz / 3 MHz o powierzchni 4 cm ² do aparatów serii 200
320111	Głowica 1 MHz / 3 MHz o powierzchni 1 cm ² do aparatów serii 200
336578	Głowica 1 MHz o powierzchni 1 cm ² do aparatu PULSON 100
336589	Głowica 1 MHz o powierzchni 4 cm ² do aparatu PULSON 100

Informacje:

Model:

Główce ultradźwiękowe 1 MHz / 3 MHz do
aparatów Gymna Uniphy: 1cm 2, 4cm 2
Główce ultradźwiękowe Gymna Uniphy model:
Pulson 100, Pulson 200, Combi 200, Combi 200L,
Pulson 400, Combi 400