

Sondy laserowe do aparatów Gymna Uniphy



Opis produktu:

Sondy laserowe do aparatów Gymna Uniphy, dostępne w różnych rozmiarach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonda laserowa do aparatów Gymna Uniphy :

320101	MONO 200	Jednodiodowa sonda laserowa o średniej mocy 70,5 mW do aparatów serii 200
360101	MONO 400	Jednodiodowa sonda laserowa o średniej mocy 70,5 mW do aparatów serii 400

Informacje:

Model:

SONDY LASEROWE typ: Sonda jednodiodowa
SONDY LASEROWE seeria: 200, 400