



## Paszport techniczny wyrobów Meden-Inmed

### Opis produktu:

Paszport techniczny wyrobów Meden-Inmed

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Paszport techniczny służy dokonywaniu aktualnych wpisów informujących o serwisowaniu aparatury medycznej. Prawidłowo prowadzony paszport techniczny zawiera podstawowe dane i parametry pracy urządzenia, uwagi dotyczące instalacji i warunków pracy urządzenia, a także zasad bezpiecznej obsługi. Na bieżąco powinny być aktualizowane dane dotyczące przeglądów i napraw sprzętu oraz wymian części. Paszport techniczny jest obowiązkowym dokumentem dla urządzeń i aparatury medycznej.

#### Paszport techniczny:

**format:** A5 (148x210 mm) **stron:** 16 str (okładka: 4 str, środek: 12 str) **podłoże:** okładka: kreda mat 200 g, środek: offset 90 g **kolor:** okładka: 4+0 cmyk, środek: 1+1 cmyk **wykończenie:** falcowanie na pół cięcie do formatu środka, sztancowanie okładki- wycięcie oprawa zeszytowa, 2 zszywki, grzbiet po długim boku folia mat 1+0 na okładce

### Informacje:

### Opcje produktu: