

Podwieszka do pacjenta UNIVERSAL BASIC KĄPIELOWA



Opis produktu:

Podwieszka kąpielowa, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL, materiał poliestrowy.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała, dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Podwieszka wykonana z poliestrowej siatki przystosowanej do kąpieli.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, bariatryczna