



Podwieszka do przemieszczania pacjenta UNIVERSAL BASIC z podparciem głowy

Opis produktu:

Podwieszka do przemieszczania z podparciem głowy, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL, materiał poliestrowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podwieszka z podparciem głowy przeznaczona dla osób potrzebujących dodatkowego oparcia wokół głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Wymiary podwieszek

Informacje:

Model:

Podnośniki rozmiary podwieszek: S, M, L, XL, bariatryczna