

REDCORD REHAB PRO PLUS zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu



Opis produktu:

Zestaw Redcord Rehab Pro to rozbudowany system stacjonarny, pozwalający na częściowe podwieszenie pacjenta i przeprowadzenie zabiegu metodą **Neurac**. Aparat może zostać zamocowany do konstrukcji sufitowej lub konstrukcji przyściennej.

Proszę o zapoznanie się z **zasadami montażu aparatów Redcord** dostępnym w zakładce **Załączniki**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw Redcord Rehab Pro Plus

Redcord Rehab Pro to rozbudowany zestaw stacjonarny, pozwalający na częściowe podwieszenie pacjenta i przeprowadzenie zabiegu metodą Neurac. Zestaw wyposażony jest w aparat Trainer, podwieszki i linki. Redcord Rehab PRO PLUS można zamontować do sufitu, konstrukcji sufitowej lub konstrukcji przyściennej. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych linek i podwieszek Redcord, system jest w pełni wystarczający do rehabilitacji z użyciem ćwiczeń angażujących całe ciało pacjenta. Dzięki możliwości odciążenia, możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń u pacjentów z różnym stopniem sprawności fizycznej

Neurac (Neuromuscular Activation) jest nowatorską metodą terapii opracowaną przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Teoretyczna podstawa metody **Neurac** wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy **prawidłowych wzorców motorycznych** oraz z założeniem, że większość **dysfunkcji narządu ruchu** jest wywołana poprzez zaburzenie działania mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. **Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji (Neurac)** jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest możliwe tylko na drodze **intensywnego pobudzenia układu nerwowego**. Aby takie działania przyniosły dobre skutki wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane w warunkach wolnych od **dolegliwości bólowych**.

Ćwiczenia w podwieszeniu przy użyciu Redcord są efektywnym i łatwym sposobem na poprawienie ogólnego stanu organizmu, **wzmocnienie funkcjonalności konkretnych partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom**. By umożliwić korzystanie z tych ćwiczeń nie tylko **terapeutom i ich pacjentom**, firma Redcord opracowała systemy odpowiadające na potrzeby profesjonalnych sportowców, instruktorów fitness, trenerów osobistych oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem fizycznym. Inaczej **aktywne ćwiczenia rehabilitacyjne**,

umożliwiają wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zaawansowania osobom o różnych poziomach sprawności. Dzięki modułowej konstrukcji aparatów i łatwości tworzenia zestawów, każdy fizjoterapeuta może dostosować zestaw Redcord do potrzeb terapii.

Zalety systemów Redcord Medical:

- system zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów z wykorzystaniem metody Neurac,
- gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta,
- efektywne leczenie stanów bólowych,
- łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych, dzięki zastosowaniu linek elastycznych,
- szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek,
- szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu,
- uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta,
- swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia,
- ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi.

Zestaw Redcord Rehab Pro Plus (101038):

- 1 x aparat TRAINER (110010),
- 1 x aparat AXIS (110050),
- 2 x kpl. uchwytów zwykłych (111200),
- 2 x linka elastyczna 60 cm czarna,
- 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona,
- 1 x szeroka podwieszka pod miednicę (111001),
- 2 x podwieszka wąska kkg i kkd (111002),
- 1 x podwieszka dzielona pod głowę,
- 1 x kpl. uchwytów PowerGrip (111450),
- 2 x linka 60 cm czerwona,
- 2 x poduszka sensomotoryczna (130030),
- 1 x zestaw montażowy (120710),
- 1 x plakat ćwiczeń (190200).

Uwaga!

Bezpieczeństwo użytkowania urządzenia wymaga montażu jedynie do sufitów o konstrukcji betonowej lub żelbetonowej lub ścian nośnych. Proszę o zapoznanie się z zasadami montażu aparatów Redcord dostępnym w zakładce Załączniki.

Informacje:

Zastosowanie: Profesjonalne

Model: