



Reling wieszak stojak na maty Airex

Opis produktu:

Relingi i wieszaki przeznaczone do przechowywania mat gimnastycznych Airex.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne wieszaki i relingi:

Reling typ 65	Reling na maty szerokość 65 cm przeznaczony dla mat CORONELLA, FITLINE, YOGA PILATES. Przeznaczony do maksymalnie 15 szt.
Reling typ 105	Reling na maty szerokość 105 cm przeznaczony dla mat CORONA. Przeznaczony do maksymalnie 12 szt.
Wieszak typ 40	Wieszak na maty z "oczkiem" szerokość 40 cm przeznaczony dla mat CORONELLA, FITLINE, YOGA PILATES
Stojak	Stojak przeznaczony dla mat CORONELLA, FITLINE, YOGA PILATES oraz poduszek BALANCE PAD wyposażony w 2 zestawy akcesoriów do przechowywania mat przyrządów do ćwiczeń

Informacje:

Kategoria: Materace i maty do ćwiczeń

Rodzaj produktu: Akcesoria

Model:

AIREX relingi i wieszaki: Reling typ 65, Reling typ 105, Wieszak typ 40, Stojak