

Akcesoria do systemu rehabilitacji neurologicznej dłoni YouGrabber

Opis produktu:

Akcesoria do systemu rehabilitacji neurologicznej dłoni YouGrabber.

[Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia](#)



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Moduł 3D do treningu ręki z oprogramowaniem 3D, gwarancja 1 rok

Wskazania:

- udar mózgu
- uraz mózgu
- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane
- mózgowie porażenie dziecięce
- zaburzenia funkcji dłoni/ręki
- zaburzenia czucia

Zastosowania kliniczne:

- neurorehabilitacja
- geriatrya
- fizjoterapia
- terapia zajęciowa
- rehabilitacja pooperacyjna

Korzyści YouGrabber:

- intensywny trening
- oszczędność czasu pozwalająca na trening trzech pacjentów jednocześnie
- ciekawy trening podnoszący motywację pacjentów
- biofeedback w czasie rzeczywistym
- intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie YouGrabber

Informacje:

Model:

YOUGRABBER akcesoria: Kpl. 24 pierścieni (4 rozmiary po 6 sztuk), 4 pary rękawic, rozmiar do wyboru od S do XL, 12 par rękawic, rozmiar do wyboru od S do XL, 20 par rękawic, rozmiar do wyboru od S do XL, Para rękawic dla dzieci lub dorosłych z czujnikami pomiarowymi