

Ergo Trainer - urządzenie do aktywnej rehabilitacji chodu



Opis produktu:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku neurorehabilitacyjnego, firma Ergolet zaprezentowała właśnie swój nowy system do treningu w odciążeniu - ErgoTrainer. System współpracuje z podnośnikiem Luna i jest ciekawym rozwiązaniem dla klinik rehabilitacyjnych pracujących z pacjentami po udarach, czy urazach ortopedycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ergo Trainer jest urządzeniem do ćwiczeń w odciążeniu, stosowanym w połączeniu z bieżnią lub rowerem rehabilitacyjnym. Produkt został zaprojektowany we współpracy z europejskim centrum neurologii, którego badania wykazują, że intensywne ćwiczenia na bieżni w połączeniu z odciążeniem i treningiem siłowym przynoszą w efekcie szybszy powrót do zdrowia pacjentów cierpiących na porażenie połowicze lub niedowład mięśni jednej połowy ciała. Regularne ćwiczenia stanowią istotne wsparcie procesu rehabilitacji, urządzenie wspomaga pacjentów podczas reedukacji chodu, wstawaniu z pozycji siedzącej, stanowi też pomoc przy podnoszeniu pacjenta.

Zalety:

- Może być używany z wszechstronnymi modelami upręży do chodzenia i podwieszek.
- Udźwig do 200 kg.
- Nowoczesny i prosty design.
- Łatwy i bezpieczny w użytkowaniu.

Zobacz zastosowanie Ergo Trainer:

Informacje:

Model: