

Sonda punktowa do laseroterapii EiE

Opis produktu:

Sondy punktowe do laseroterapii EiE Otwock, o różnych trybach pracy i poziomach mocy.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

#	S-1N	S-2N	S-3N	S-2B
Moc całkowita [mW]:	50	40	400	80
Długość fali świetlnej [nm]:	905	660	808	660
Rodzaj pracy:	impulsowa	ciągła i impulsowa regulacja mocy	ciągła i impulsowa regulacja mocy	ciągła i impulsowa regulacja mocy
Aparaty kompatybilne:	Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24	Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24	Lasertronic LT-3, Multitronic MT-4, Solatronic SL-3, Solatronic SLE oraz Magnetronic MF-24	Wszystkie aparaty firmy EiE Otwock z funkcją laseroterapii

Uwaga:

Do zabiegów z laserem konieczne jest używanie okularów ochronnych. Okulary nie są dołączane do aparatu, należy je zakupić osobno.

Informacje:

Model:

EiE Otwock Głowice, sondy, aplikatory: S-1N, S-2N, S-3N, S-2B

