



B-130L, B-200L - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy borowinowej

Opis produktu:

Mieszalnik typ B-130L, B-200L służy do przygotowywania **masy borowinowej** do zabiegów ciepłoleczniczych. Urządzenie spełnia następujące funkcje:

- **automatyczne podgrzewanie i** utrzymywanie w odpowiedniej **konsystencji masy borowinowej w zadanej temperaturze;**
- automatyczne okresowe **mieszanie masy borowinowej**, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej **konsystencji masy borowinowej;**
- wylewanie **masy ze zbiornika** przez specjalny zawór bez konieczności korzystania z czerpaka.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

B-130L, B-200L - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy borowinowej

Mieszalnik typ B-130L i B-200L służy do przygotowywania masy borowinowej do zabiegów ciepłoleczniczych. Dodatkowo elektronika sterująca automatycznie włącza urządzenie po upływie zadanego czasu, co pozwala uzyskać przygotowaną masę do rozpoczęcia pracy przez personel obsługi i skraca czas oczekiwania na gotowość masy do zabiegu. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w sanatoriach, domach pomocy i innych placówkach opieki oraz służby zdrowia.

Elektroniczne sterowanie umożliwia programowanie funkcji:

- grzanie: praca normalna w zakresie temperatury,
- mieszanie: wymuszone mieszanie masy (przyśpieszony proces rozgrzewania dodawanej zimnej masy),
- sterylizacja: sterylizacja masy w przyjętym zakresie temperatury,
- start za: opóźnienie uruchomienia urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin,

Cechy charakterystyczne B-130L i B-200L:

- urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy,
- pilot umożliwiający zdalne sterowanie,
- sterowanie elektroniczne zapewniające ekonomiczne zużycie prądu oraz szybkie dogrzewanie masy,
- specjalnie ukształtowany mieszalnik rozdrabniający masę,
- parametry pracy urządzenia prezentowane są na dużych wyświetlaczach,
- regulacja temperatury,
- system utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy,
- płaszcz olejowy,
- precyzyjny pomiar temperatury masy borowinowej.

Dane techniczne:

Model:	B-130L	B-200L
Zakres temperatur [°C]:	30-60	30-60
Pojemność robocza [l]:	130	200
Temperatura sterylizacji [°C]:	-	-
Zasilanie [V/Hz]:	400/50	400/50
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	132 x 86 x 99	132 x 97 x 109
Maksymalny pobór mocy [kW]:	3,3	3,6
Masa [kg]::	360	380
Wyrób medyczny:		

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Model:

Pojemność Mieszalnika Thermo: 130 l, 200 l