

## Mankiety do masażu limfatycznego do aparatów BOA Max 2

### Opis produktu:

Mankiety do masażu limfatycznego do aparatów BOA Max 2.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Dostępne modele mankietów do masażu uciskowego:

- mankiet 12-komorowy na rękę,
- mankiet 12-komorowy na nogę,
- 24-komorowa kurtka,
- 24-komorowe spodnie,
- zestaw poszerzaczy do kurtki (komplet 3 szt.),
- zestaw poszerzaczy do spodni (komplet 2 szt.).

## **Informacje:**

## **Model:**

Mankiety do masażu limfatycznego do aparatów BOA: Mankiet 12-komorowy na rękę, Mankiet 12-komorowy na nogę, 24-komorowa kurtka, 24-komorowe spodnie, Kpl. 3 szt. poszerzaczy do kurtki, Kpl. 2 szt. poszerzaczy do spodni