

Wkłady fizelinowe do masażu limfatycznego do aparatów BOA



Opis produktu:

Wkłady fizelinowe do masażu limfatycznego do aparatów BOA.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe higieniczne wkłady fizelinowe do mankietów uciskowych BOA

Aby zapewnić odpowiednią ochronę pacjentów i zachować odpowiednią higienę podczas zabiegów drenażu limfatycznego proponujemy zastosowanie jednorazowe wkłady fizelinowe. Jednorazowe wkłady ochronne do masażu limfatycznego dostępne są w dwóch wariantach: oddychające i nie oddychające.

Wkłady fizelinowe oddychające (stosowane przy zabiegach fizjoterapeutycznych)

- Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów oddychających
- Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek oddychających
- Opakowanie 50 szt. spodni oddychających
- Opakowanie 50 szt. kurtek oddychających

Wkłady fizelinowe nie oddychające (stosowane przy jednoczesnym zastosowaniu maści, kremów i preparatów kosmetycznych)

- Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów nieprzemakalnych
- Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek nieprzemakalnych

- Opakowanie 50 szt. spodni nieprzemakalnych
- Opakowanie 50 szt. kurtek nieprzemakalnych

*zdjęcie poglądowe

Informacje:

Kategoria: Aparaty do drenażu limfatycznego

Model:

Wkłady flizelinowe do masażu limfatycznego do aparatów BOA: Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów oddychających, Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek oddychających, Opakowanie 50 szt. spodni oddychających, Opakowanie 50 szt. kurtek oddychających, Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów nieoddychających, Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek nieoddychających, Opakowanie 50 szt. spodni nieoddychających, Opakowanie 50 szt. kurtek nieoddychających